

Zerostat VT ஸ்பேசருடன் MDI இன்ஹேலர் பயன்படுத்தும் முறை

Zerostat VT Spacer with MDI Inhaler — Step-by-Step Guide

ஸ்பேசர் (spacer) பயன்படுத்துவதால் இன்ஹேலர் மருந்து நேரடியாக நுரையீரலுக்கு சென்று சிறந்த பலனை அளிக்கும். சிறு குழந்தைகள் மற்றும் கை-மூச்சு ஒருங்கிணைப்பில் சிரமம் உள்ளவர்களுக்கு இது மிகவும் பயனுள்ளது.

Using a spacer helps deliver inhaler medicine more effectively into the lungs. It's especially useful for young children and anyone who finds it hard to coordinate pressing the inhaler with breathing in.

பயன்படுத்தும் படிகள் | Steps to Use

#	தமிழ்	English
1	இன்ஹேலர் மற்றும் ஸ்பேசர் மூடிகளை அகற்றவும்.	Remove the caps from both the inhaler and the spacer.
2	இன்ஹேலரை நன்றாக உலுக்கவும்.	Shake the inhaler well.
3	இன்ஹேலரின் மவுத்பீஸ் ஸ்பேசரின் பின்புறத்தில் நேராக செருகவும்.	Insert the inhaler mouthpiece firmly into the back of the spacer.
4	ஸ்பேசர் மவுத்பீஸ் வாயில் வைத்து உதடுகளால் இறுக்கமாக மூடவும். (சிறு குழந்தைகளுக்கு: முக மூடி (mask) பயன்படுத்தி, மூக்கு மற்றும் வாயை முழுவதுமாக மூடும் வகையில் பொருத்தவும்.)	Place the spacer mouthpiece in the mouth and seal lips around it. (For infants/young children: use the face mask, sealing it snugly over the nose and mouth.)
5	இன்ஹேலரை ஒரே ஒரு முறை மட்டும் அழுத்தி, ஸ்பேசருக்குள் ஒரு பஃப் விடவும்.	Press the inhaler once to release a single puff into the spacer.
6	மெதுவாகவும் ஆழமாகவும் மூச்சை உள்ளிழுக்கவும். (சிறு குழந்தைகள்: ஸ்பேசர் வழியாக 5-6 சாதாரண மூச்சுகளை எடுக்கச் செய்யவும்.)	Breathe in slowly and deeply through the spacer. (Young children: allow 5-6 normal tidal breaths through the spacer.)
7	முடிந்தால் 10 வினாடிகள் மூச்சை பிடித்து வைத்து, பின் மெதுவாக வெளியே விடவும்.	Hold your breath for about 10 seconds if possible, then breathe out slowly.
8	இரண்டாவது பஃப் தேவைப்பட்டால், இன்ஹேலரை மீண்டும் உலுக்கி, 30-60 வினாடிகள் கழித்து மேலே உள்ள படிகளை மீண்டும் செய்யவும்.	If a second puff is prescribed, shake the inhaler again and repeat steps 4-7 after waiting 30-60 seconds.

முக்கியமான குறிப்புகள் | Important Tips

- ஒரு பஃப், ஒரு நேரம்:** ஒரே நேரத்தில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பஃப்களை ஸ்பேசருக்குள் அழுத்த வேண்டாம் — ஒவ்வொரு பஃப்பையும் தனித்தனியாகவே கொடுக்கவும்.
Never fire more than one puff into the spacer at a time — always give one puff per breath cycle.
- மூச்சு முடியும் வரை அகற்ற வேண்டாம்:** தேவையான மூச்சுகள் முடியும் முன் ஸ்பேசரை வாயிலிருந்து/முகத்திலிருந்து அகற்ற வேண்டாம்.
Don't remove the spacer/mask from the mouth or face before the required breaths are complete.
- சுத்தம் செய்தல்:** மாதம் ஒரு முறை ஸ்பேசரை மென்மையான சோப்பு தண்ணீரில் கழுவி, துடைக்காமல் காற்றில் தானாக உலர விடவும் (இது ஸ்டேடிக் மின்சாரத்தை குறைக்கும்).
Wash the spacer once a month in mild soapy water and air-dry it without wiping (this reduces static charge buildup, which can trap medicine particles).
- வாய் கொப்பளிப்பு:** ஸ்டீராய்டு இன்ஹேலர் எனில், பயன்படுத்திய பின் வாயை தண்ணீரால் கொப்பளித்து துப்பவும்.
If using a steroid inhaler, rinse the mouth with water and spit it out after use to prevent thrush and hoarseness.
- சேதம் சரிபார்ப்பு:** ஸ்பேசரில் விரிசல் அல்லது வாஸ்டு சேதம் இருந்தால் புதியதை பயன்படுத்தவும்.
Replace the spacer if it is cracked or the valve is damaged.

